

I. Introduction

Cette instruction vous donnera les bonnes pratiques à suivre pour réaliser un prélèvement pour une cytologie cervicale ou une recherche d'HPV.

II. Description de l'activité




1. Utilisez exclusivement les flacons préconisés par BIOPATH-OI



Flacon BD SurePath et CervexBrush

Vérifiez la date de péremption sur la tranche d'étiquette du flacon avant utilisation.

2. Le prélèvement

1) Prélevez	2) Détachez	3) Envoyez
		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Appliquez le Cervex Brush au niveau de col ✓ Faire 3 tours à 360° en évitant le saignement 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Placez la tête détachable dans la plus large ouverture du flacon ✓ Tournez la tête du dispositif pour bloquer la brosse ✓ Tirez la tige délicatement vers le haut pour détacher la brosse 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Refermez le flacon en vissant fermement le bouchon ✓ Inscrivez le nom et le prénom de la patiente sur le flacon ainsi que sur le bon de demande d'examen ✓ Coller l'étiquette 2D sur la demande d'examen pour une meilleure traçabilité et envoyez le flacon au laboratoire

Important : Transmettre le flacon avec la brosse détachable à l'intérieur pour un résultat optimal

3. La transmission au laboratoire

Placez le flacon dans le sachet transparent prévu à cet effet.

Glissez également la feuille de demande dûment remplie dans la pochette.

Si plusieurs prélèvements sont réalisés pour une même patiente, ils peuvent être regroupés dans un seul sachet.